

## GENOUILLÈRES DOUCES À ENFILER PROFLEX<sup>MD</sup> 260

- Légère
- Tissu extérieur doux, rembourrage en mousse
- Manchon tissé élastique facilitant le port et le retrait
- Se porte par-dessus ou sous les vêtements
- Lavable à la machine



Prix par paire

No modèle	No fab	Type de fermeture	Matériau du coussin	Prix /Chacun
SEL575	18260	À enfiler	Mousse	

## GENOUILLÈRES

- Coussin en mousse de haute densité
- Couche de surface en nylon

### FLEXIBLE

- Coquille ronde en plastique avec œillets
- Sangle double, élastique et ajustable par boucles et crochets



SEE110

### COQUILLE EN PLASTIQUE

- Coquille en plastique nervurée et cousue qui protège contre les impacts
- Sangle double élastique à fermeture par boucle en plastique ajustable par boucles et crochets



SEE112



Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEE110	827-00	Genouillères flexibles	
SEE112	826-00	Genouillères en plastique	

## GENOUILLÈRES EN CAOUTCHOUC ANTIDÉRAPANTES MODÈLE 335 PROFLEX<sup>MD</sup>

- Coussin de mousse de caoutchouc nitrile 12 mm coupé pour épouser la forme du genou
- Enveloppe en tissu de nylon 840 deniers
- Coquille longue antidérapante en caoutchouc s'agrippant aux surfaces de travail sèches ou mouillées
- Traitement contre les odeurs
- Oeillets nickelés
- Matériau du coussin: mousse



SEL571

Prix par paire

No modèle	No fab	Type de fermeture	Prix /Chacun
SEL570	18335	Boucle	
SEL571	18336	À boucles & crochets	

## TABLEAUX DES TAILLES POUR LES CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE

Mesurez autour de la taille. Une ceinture de soutien lombaire devrait être ajustée serré autour de la taille, mais sans excès afin de pouvoir la serrer de façon optimale au moment de lever.

Taille	Pour taille	Taille	Pour taille
T-Petit	22" à 25" (56-64 cm)	T-Grand	38" à 42" (97-107 cm)
Petit	25" à 30" (64-76 cm)	2T-Grand	42" à 46" (107-117 cm)
Moyen	30" à 34" (76-86 cm)	3T-Grand	46" à 52" (117-132 cm)
Grand	34" à 38" (86-97 cm)	4T-Grand	52" à 58" (132-147 cm)

## GENOUILLÈRES SOUPLES & LARGES MODÈLE 230 PROFLEX<sup>MD</sup>

- Revêtement en tissu de polyester 600 deniers durable
- Coussin en mousse à cellules fermées 15 mm
- Légèrement plus larges et longues pour un confort enveloppant
- Traitement contre les odeurs
- Taille unique ajustable pouvant épouser la forme exacte du genou
- Coussin épais et enveloppe durable
- Matériau du coussin: Mousse
- Nombre de sangles: 2



Prix par paire

No modèle	No fab	Type de fermeture	Prix /Chacun
SEL573	18230	Boucle	
SEL574	18231	À boucles & crochets	

## GENOUILLÈRES EN MOUSSE DE GEL MODÈLE 350 PROFLEX<sup>MD</sup>

- Coussin en gel de caoutchouc nitrile 12 mm et coussin en CAV/E 20 mm
- Enveloppe externe en nylon balistique 1680 deniers résistant à la perforation
- Coussin en nylon 420 deniers et composé de caoutchouc d'Hypalon
- Surface antidérapante en caoutchouc-nylon durable
- Sangle extensible et ajustable en néoprène perméable à l'air



Prix par paire

No modèle	No fab	Type de fermeture	Matériau du coussin	Prix /Chacun
SEL563	18350	À boucles & crochets	Gel	

## GENOUILLÈRES EN MOUSSE

- Remplissage en mousse de copolymère durable qui assure protection et économie
- Coussinet moulé ajusté et léger à surface au sol nervurée
- Une courroie à boucles et crochets pour l'enfiler facilement
- Taille universelle



Prix par paire

No modèle	No fab	Description	Prix /Chacun
SEB475	18200	En copolymère à usager léger, courroie simple	

## CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE

- Réduit les risques de blessures au bas du dos et offre un soutien additionnel
- Encourage une position de levée adéquate
- Courroies ajustables en deux étapes qui procurent un niveau de tension optimal
- Fermeture double sur la courroie de sangle qui procure d'autres options d'ajustement
- Bretelles élastiques ajustables pour un confort et un ajustement supérieurs
- Ceinture principale renforcée de 8"
- Lavable à la machine



No modèle	Taille	Pour tailles	Prix /Chacun
SEE905	Petit	25" à 30"	
SEE906	Moyen	30" à 34"	
SEE907	Grand	34" à 38"	
SEE908	T-Grand	38" à 42"	
SEE909	2T-Grand	42" à 46"	